

DermaPerfect®

Poudre de lavage désinfectante pour lavettes

- ▲ Répond aux normes biocide EN 1276 (bactéricidie) et EN 1650 (levuricide)
- ▲ Utilisable quels que soient la dureté de l'eau et le type de machine à laver
- ▲ Contient des agents de blanchiment des textiles



APPLICATION

Pour une efficacité optimale, **DermaPerfect®** se dose à raison de 20 à 35 g/kg de linge selon le degré de souillures et la dureté de l'eau.

Le lavage en machine s'effectue à 40° ou 60° C et le pré-lavage des textiles n'est pas nécessaire.



QUALITÉS PREMIUM

DermaPerfect® contient du percarbonate et du TAED. En solution, ces molécules dissoutes forment l'acide peracétique. Cette substance active notifiée pour la désinfection et l'hygiène des textiles offre un large spectre d'action.

L'utilisation de **DermaPerfect®**, formulée sans phosphate, permet de contribuer à un meilleur respect de l'environnement.



AVANTAGES

DermaPerfect® est efficace contre les bactéries (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*), les levures (*Candida albicans*), les spores de *Clostridium difficile* et les virus.

DermaPerfect® doit être stocké dans des conditions de températures normales et à l'abri d'une trop forte humidité de 0° à 40° C.

LOGISTIQUE

Conditionnement : 20 kg
 Code article : 2326250
 Code EAN : 4028162326253
 Palettisation : 40 sacs par palette

SPÉCIFICATIONS

| DermaPerfect® | |
|------------------|--|
| Présentation | Poudre atomisée |
| Nature | Légèrement alcaline |
| Couleur | Blanche avec grains Bleus |
| Odeur | Parfumée |
| Substance active | Acide peracétique |
| pH à 1 % | 10 |
| Densité à 20° C | 0,61 g/cm ³ |
| Solubilité | Facilement soluble dans l'eau chaude et froide |