



Ultrasil™ MembraneCARE 2.0

Ultrasil™ MembraneCARE 2.0 est un programme de nettoyage en NEP dédié aux procédés de filtration membranaires à haute valeur ajoutée en industrie laitière

Technology + People = Valeur ajoutée

5 PRODUITS

NOUVELLE GENERATION

biodégradables à l'utilisation

une **expertise mondiale** et un **support technique sur site** pour optimiser la performance de vos membranes en toute sécurité.

Augmente la **CAPACITE** de filtration

Augmente la **PRODUCTIVITE** en réduisant la durée du CIP


Protège les **INSTALLATIONS** et investissements

Diminue le **RISQUE de résidu**

Réduit les **COUTS** relatifs à l'eau et l'énergie



- Maitrise des résidus, excellente rinçabilité et profils environnementaux uniques
- Rendement membranaire optimum - détergence supérieure
- Réduction de la durée du CIP - 3 produits + 1 booster contre les résidus gras importants
- Efficacité de séparation prolongée, compatibilité chimique produits-membrane améliorée



Impacts positifs sur



PRODUCTIVITE



COÛTS



EAU



ENERGIE



REJETS



ATOUTS



PROFITABILITE

POUR PLUS DE DÉTAILS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE INTERLOCUTEUR ECOLAB HABITUEL

ECOLAB[®]

Ecolab Snc
23, avenue Aristide Briand - CS 70107
94112 Arcueil Cedex
Tél. : 01 49 69 65 00 – www.fr.ecolab.fr
Mars 2021