

Linge lavé et efficacement désinfecté par:

- Performance™ Industrial D+
- TURBO Clean & Safe D+
- Performance™ 60 D+
- Performance™ 40 D+
- OxyGuard™ 60 D+

COMMENT FOURNIR DES TEXTILES SÛRS ?

L'élimination de la contamination par pathogènes des textiles est un des paramètres clé d'évaluation des performances du procédé de lavage.

Textiles sûrs: 4 facteurs primordiaux influencent le résultat de lavage et le spectre d'efficacité des désinfectants :

L'utilisation des produits selon les dosages recommandés, la température, le temps de contact tout comme la mise en place des bonnes conditions de lavage.

Les solutions Dplus proposent différents programmes de lavage dont l'efficacité a été prouvée sur les bactéries, les spores et les virus, sur la base de procédés homologués.

VAH - RKI - BPR - des homologations locales sont disponibles.

**Soyez rassuré
Nous vous
protégeons**



PROTECTION
COVID-19

ECOLAB®
Everywhere It Matters.™

DÉSINFECTION ET PRÉVENTION

BACTÉRICIDE

SPORICIDE

VIRUCIDE

ACTION SYNERGIQUE ÉMULSION ECOLAB avec base de APA POUR LES DÉSINFECTANTS DE LINGE

L'étroite synergie entre les formules émulsives brevetées d'Ecolab et l'agent de blanchissement et les désinfectants, basés sur des contenus d'acide peracétique, de la famille OZONIT propose différentes solutions pour désinfecter efficacement les textiles et éliminer différents types de pathogènes qui peuvent infecter les fibres textiles.

Nous proposons différents programmes de désinfection à différentes températures de lavage (de 40 °C à 60 °C), en fonction du segment de marché et des textiles à nettoyer (hôtellerie, soins de santé, soins à long terme, vêtements de travail).

La désinfection de textiles a été appliquée en se focalisant sur l'action virucide, les combinaisons de produits spécifiques et les conditions d'utilisation, conformément à la norme EN 14476.



Le moyen de transmission le plus commun de l'**atteinte respiratoire aigüe COVID-19** est l'émission de gouttelettes en toussant, en éternuant, les contacts personnels et le fait de toucher des surfaces ou des objets contaminés par des particules du virus.

Un nettoyage et une désinfection convenables des textiles est un élément important d'une prévention efficace des infections et du programme de contrôle.

PROCESSUS
APPROUVÉS



Consultez votre représentant Ecolab local pour obtenir des informations sur les **solutions virucides** D plus actuellement disponibles dans votre pays.



2 NIVEAUX D'ACTION



PROTECTION DES TEXTILES

Des textiles sûrs préviennent
l'expansion de l'infection




PROTECTION DES PERSONNES

CLIENTS et PATIENTS

sont en sécurité et peuvent restés protégés

La puissance d'un
**DÉTERGENT LIQUIDE HAUTEMENT
CONCENTRÉ :**

DÉTERGENT
STANDARD



ÉMULSION
BREVETÉE
ECOLAB

